




Modelo BBM-500

Masajeador de pies y piernas



**MANUAL
DE INSTRUCCIONES**

CONTENIDO

1. Funciones del producto
2. Resultados del uso del producto
3. Denominación de las partes
4. Instrucciones de funcionamiento del panel de control
5. Método de uso
6. Medidas de seguridad
7. Cuidado del producto

Ante todo, le agradecemos la adquisición de este producto. Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones de este aparato y guárdelo bien para futuras consultas. Nota: nos reservamos el derecho de modificar el diseño del producto sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN: MASAJEADOR DE PIES Y PIERNAS

MODELO: BBM-500

VOLTAJE: 24 V DC

CONSUMO: 60 W

DURACIÓN DEL MASAJE: 15 MINUTOS


CARACTERÍSTICAS

1. Nuevo masajeador específicamente diseñado para masaje de pies, tobillos y pantorrillas simultáneamente.
2. 4 partes compuestas por discos de amasamiento en un solo aparato para masajear pies, tobillos y pantorrillas.
3. Discos flexibles de amasamiento que crean una experiencia de masaje profesional.
4. Amasamiento intenso que penetra profundamente en los músculos de pies, tobillos y pantorrillas.
5. Nódulos de presión que se sitúan debajo de los pies para estimular los puntos reflejos de las plantas de los pies
6. Tres programas de masaje y tres modos de vibración para adaptarse a sus preferencias.
7. Combinación de amasamiento y vibración que proporciona una experiencia de masaje más relajante y revitalizador.
8. Botones estratégicamente situados en el panel que permiten controlar fácilmente las funciones de masaje.
9. Apagado automático que se activa transcurridos 15 minutos en funcionamiento.
10. Fundas desmontables de tela (con cremallera) para mantener la limpieza e higiene del aparato.

EFICACIA


1. El amasamiento y la vibración llegan a las capas profundas de los músculos de sus pies, tobillos y pantorrillas dejándolos revitalizados y relajados.
2. El masaje por amasamiento y vibración incide sobre los puntos reflejos vitales de los pies y las plantas proporcionando positivos efectos de reflexología.
3. Al preparar y calentar los músculos, estimula la circulación sanguínea.
4. Aligera tensiones y reduce el estrés.
5. Alivia los pies cansados y doloridos.
6. Ayuda a tonificar y embellecer sus piernas.

DENOMINACIÓN DE LAS PARTES Y FUNCIONES



1. Panel de control
2. Cubierta de la parte principal
3. Asa
4. Selector de encendido/apagado (en la parte posterior)
5. Funda de tela (con cremallera)
6. Soporte

Instrucciones de funcionamiento del panel de control



- 1 - Selector de parada.
- 2 - Indicador luminoso de modo de espera.
- 3 - Selector de función de vibración.
- 4 - Indicador luminoso de la función de vibración.
- 5 - Selector de función de masaje.
- 6 - Indicador luminoso de la función de masaje.

Para activar solo los discos de amasamiento:

1. Coloque la parte inferior de las piernas en el hueco de la cubierta de tela. Vea la imagen
2. Pulse el botón de amasamiento . El modo de funcionamiento por defecto es "I" (presión rítmica 1).
3. Vuelva a pulsar este botón y el modo de funcionamiento cambiará a "II" (presión rítmica 2).
4. Pulse de nuevo este botón y el modo de funcionamiento cambiará a "III" (presión continua).
5. Para parar el masaje por amasamiento, vuelva a pulsar este botón o pulse, en cualquier momento, el botón de parada del panel de control.

Para activar solo la vibración:

1. Coloque la parte inferior de las piernas en el hueco de la cubierta de tela. Vea la imagen.
2. Pulse el botón de vibración . El modo de funcionamiento por defecto es "I" (vibración rítmica 1).
3. Vuelva a pulsar este botón y el modo de funcionamiento cambiará a "II" (vibración rítmica 2).
4. Pulse de nuevo este botón y el modo de funcionamiento cambiará a "III" (vibración rítmica 3).
5. Para parar el masaje por vibración, vuelva a pulsar este botón o pulse, en cualquier momento, el botón de parada del panel de control.

Aviso

El periodo de funcionamiento para cualquier modo es de 15 minutos. Este periodo volverá a empezar cuando cambie de función. Este aparato puede realizar masaje simultáneo por amasamiento y vibración, pulsando el botón de amasamiento seguido del botón de vibración o viceversa.

Método de uso



Conecte correctamente el adaptador en la toma situada en la parte posterior del masajeador. Después de enchufar el aparato a la red eléctrica, el indicador luminoso del adaptador se encenderá.



Pulse el selector de encendido/apagado situado en la parte posterior del masajeador. El indicador luminoso de modo de espera se encenderá.



Elija una silla adecuada a su estatura. Coloque los pies en el hueco de masaje.



Abra o cierre el soporte de acuerdo con el tamaño de sus pies.



Pulse el selector de la función de masaje y elija el modo de masaje deseado.



Pulse el selector de función de vibración y seleccione la opción de vibración deseada.



Para parar cualquier función, pulse el botón de parada. El masajeador volverá al estado de preparación para el uso.



Parada del masaje: sitúe el selector de encendido/apagado en posición de apagado y desconecte el adaptador de la red eléctrica.



Si durante el uso se produce un corte en el suministro eléctrico, levante las rodillas.



Si durante el uso se produce un corte en el suministro eléctrico, gire los pies hacia los lados y podrá moverlos con facilidad.

Precauciones

- No se coloque de pie ni ejerza una presión excesiva sobre el masajeador, ya que esto podría reducir considerablemente la velocidad del motor o pararlo. También podría causar sobrecalentamiento dañando el aparato.
- El tiempo total de uso recomendado del masajeador es de 15 minutos.
- Si experimenta alguna molestia, pulse el botón de parada para finalizar el masaje. Los 4 pares de discos no se paran de forma instantánea. Antes de pararse en la posición inicial, continúan el último ciclo de amasamiento.
- Algunos usuarios pueden experimentar picor durante o después del masaje. Es algo normal que se debe a la mejora de la circulación sanguínea.

SEGURIDAD

○ **Uso adecuado**

No utilice el masajeador en lugares excesivamente húmedos como el baño.

No utilice el masajeador con el cuerpo húmedo o mojado, ya que esto podría provocar un cortocircuito o descarga eléctrica.

○ **Idoneidad para el uso**

Deberán consultar a su médico antes de utilizar este aparato:

Personas afectadas de cáncer.

Personas con osteoporosis.

Personas afectadas por tumores malignos.

Personas con fiebre alta.

Mujeres embarazadas o con la menstruación.

○ **Medidas de seguridad durante el uso**

No utilice el masajeador para fines distintos al del masaje; esto podría causar accidentes o lesiones.

No utilice el masajeador cuando la cubierta de tela esté desgarrada o alguna parte se haya desprendido.

No permita que los niños ni las personas discapacitadas para manejar este aparato, lo utilicen.

Mantenga el masajeador fuera del alcance de los niños.

No se ponga de pie ni se sienta sobre el masajeador.

No introduzca objetos metálicos o materiales inflamables dentro del aparato; esto podría provocar electrocución, cortocircuitos e incluso incendios.

Después de comer, deje que transcurra al menos una hora antes de usar el masajeador.

No cubra el masajeador durante el funcionamiento, ya que podría subir la temperatura del motor provocando una avería.

No desenchufe ni apague el masajeador durante el funcionamiento, ya que podría lesionarse.

No duerma mientras utiliza el masajeador.

○ **Situaciones en que no se debe usar el masajeador**

En los siguientes casos, apague el masajeador y desenchufe el cable de alimentación de la toma de la red eléctrica:

Si se ha vertido agua sobre el aparato; esto podría provocar una descarga eléctrica.

Si durante el masaje nota dolor fuerte o anormal, pare el aparato inmediatamente y consulte a su médico.

Si detecta un funcionamiento incorrecto o cualquier otra condición anómala durante el uso.

Si se produce un corte en la alimentación, ya que podrían producirse lesiones al restablecerse el suministro inesperadamente.

Si hay tormenta.

○ **Montaje y reparación del masajeador**

Este aparato sólo debe ser reparado por personal cualificado. El usuario no debe desmontar ni reparar el aparato.

○ **Notas sobre el enchufe y el cable de alimentación**

Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica de su hogar coincida con el especificado para el masajeador.

No desenchufe el aparato de la toma de la red eléctrica bruscamente.

No conecte ni desconecte el enchufe AC de la toma de la red eléctrica con las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica o averiar el aparato.

Cuando desenchufe el aparato de la toma de la red eléctrica, sujete el enchufe y no tire del cable.

No coloque el cable de alimentación AC debajo del masajeador ni de cualquier otro objeto pesado.

No enrolle el cable de alimentación AC alrededor del masajeador, ya que el cable podría dañarse y causar un incendio o descarga eléctrica.

No utilice el masajeador si el cable está dañado. Contacte con personal cualificado para revisarlo.

Utilice solamente accesorios recomendados por el fabricante.

No utilice el masajeador si la toma eléctrica de la pared no está bien fijada.

○ **Cuidado y almacenaje del producto**

Antes de limpiar el aparato, desconecte el enchufe AC de la toma de la red eléctrica.

No utilice bencina, disolventes ni ningún producto abrasivo.

Use un paño seco. No utilice paños húmedos para limpiar el masajeador ni el selector de encendido/apagado.

Si fuera necesario, separe las fundas de tela para mantener una higiene adecuada.

Cuando no vaya a utilizarse el masajeador, se recomienda enrollar el cable de alimentación AC y guardarlo con el aparato en un lugar libre de polvo y humedad.

No guarde el masajeador cerca de lugares con mucho calor o llamas. No lo deje expuesto a la luz solar directa durante prolongados periodos de tiempo.

